


# IRYGATOR **aquapick**<sup>®</sup>

SKUTECZNA IRYGACJA ZĘBÓW



Wypłukuje resztki jedzenia  
i delikatnie masuje dziąsła



Zapobiega stanom zapalnym  
wokół implantów



Idealny do czyszczenia stałych  
aparatów ortodontycznych



*Liczba pulsacji 1800/min  
Maksymalne ciśnienie 6,9 bar*



*21 stopni regulacji ciśnienia*



*Innowacyjny i długotrwały  
mechanizm pompujący*



*Automatyczny system ochrony  
przed przegrzaniem*



*4 różnokolorowe dysze  
wraz z uchwytami*



*Niezbędny podczas noszenia  
aparatu ortodontycznego*

*Czy zwykłe mycie zębów Ci nie wystarczy?*

*Czy masz problem z czyszczeniem przestrzeni międzyzębowych?*

*Czy masz wrażliwe dziąsła i nie możesz używać szczoteczki elektrycznej?*

*Czy nosisz aparat ortodontyczny?*

*Czy posiadasz implanty, korony lub mosty?*

*Czy używanie nici jest zbyt nieprzyjemne a może bolesne?*

Jeżeli choć raz odpowiedziałeś **TAK** to znaczy, że **potrzebujesz irygatora do zębów AQUAPICK.**

Irygator Aquapick to w wolnym tłumaczeniu "wodna wykałaczka". Urządzenie miesza wodę z powietrzem i wypuszcza ją pod ciśnieniem. Strumień wody skutecznie wypłukuje resztki jedzenia oraz osad płytki nazębnej z najdalszych części jamy ustnej, przestrzeni międzyzębowych a także spod dziąseł, mostów, koron i aparatów ortodontycznych. Szczoteczka do zębów nie dociera do tych miejsc, a przepływająca ślina nie oczyszcza ich dostatecznie. Właśnie z tego powodu irygacja jamy ustnej jest niezbędnym zabiegiem w optymalnym utrzymaniu jej higieny.

Irygator Aquapick AQ-300 jest obecnie najsilniejszym, najmocniejszym i najnowszym tego typu urządzeniem na naszym rynku. Pod lupę wzięto bowiem konkurencję i poprawiono wszelkie jej niedoskonałości. Na główną uwagę zasługuje podwyższone ciśnienie (6,9 bar), zwiększona liczba stopni regulacji ciśnienia (21 stopni) oraz zwiększona wytrzymałość mechanizmu pompującego. Jedynie co zmniejszyliśmy to poziom zużycia energii prawie o połowę!

**aquapick®**

Import:

BHZ ATOS M.M.

ul. Instalatorów 7B, Warszawa 02-237

tel. 22 846 66 11

e-mail: atosmm@wp.pl

www.dobrapasta.pl